

TASK

SINCE 1968

歯科医院用 タンパク分解・洗浄剤（防錆）

◆インスツルメント
◆ユニット周り
◆義歯・リテーナー
◆バキューム...etc
院内すべて対応!

1ℓあたり
¥33
低コスト

酵素と
オキシドール成分
Wパワー!




安くて頼れるマルチ洗浄剤

タスククリーン TASKLEEN

～優れたタンパク分解と洗浄力～

『オキシドール成分』と『酵素』の力で、血液などのタンパク質を強力に分解します。
アルコール、漂白剤、蛍光増白剤、防腐剤を含有しないので、器材や環境に優しく、材質を選びません。
界面活性剤の含有率を約8%に抑えていますので、弱アルカリ性で泡切れも良く、水洗作業が簡単です。
マイクロパウダー状で素早く溶けるため、作業効率もバッチリ！

低価格

 400倍希釈 → 1ℓあたり **33**円 ※1製品あたり約200ℓ作れます
200倍希釈 → 1ℓあたり **65**円 ※1製品あたり約100ℓ作れます

標準価格：¥6,500

CODE：19200

内容量：500g

5g計量スプーン付