

*表示価格には消費税は含まれておりません。
 *セール期間中はご注文混雑が予想され、配送にお時間をいただき場合があります。
 *商品の写真は印刷の関係上、実物とは色彩などが異なる場合があります。

*1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料となります。
 *5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただきます。予めご了承ください。
 *各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。



60-800
バンドシーター
¥5,500
↓
30%off ¥3,850

品番	商品名	標準価格	セール価格	ｸﾗｽ	医療機器届出番号	一般名称
60-800	バンドシーター	¥5,500	¥3,850	I	09B2X00010Y00058	歯科矯正用「ボ」アプ
60-810	バンドプッシャー	¥9,500	¥6,650	I	09B2X00010000211	歯科矯正用「ボ」アプ
60-701	エラスティックセパレーティング	¥16,000	¥11,200	I	09B2X00010000139	歯科矯正用「ボ」アプ
60-101C	リガチャータイニング(ケンタイプ)	¥18,500	¥12,950	I	09B2X00010000142	歯科矯正用「ボ」アプ
#N-215	マチュータイプ	¥15,000	¥10,500	I	09B2X00010000073	持針器
60-216	エラスティックプレッシング(フック付)	¥15,000	¥10,500	I	09B2X00010000144	歯科矯正用「ボ」アプ
60-841	アーチャーレット	¥21,000	¥14,700	-	-	-
60-850	リンガルアーチャーレット	¥23,000	¥16,100	-	-	-
	ノギス15cm	¥18,500	¥12,950	-	-	-




60-731
ライナープライヤー
¥17,500
↓
30%off ¥12,250

品番	商品名	標準価格	セール価格	ｸﾗｽ	医療機器届出番号	一般名称
60-731	ライナープライヤー	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000362	歯科矯正用「ボ」アプ
60-732	ライナープライヤー	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000362	歯科矯正用「ボ」アプ
60-733	ライナープライヤー	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000362	歯科矯正用「ボ」アプ
60-734	ライナープライヤー	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000362	歯科矯正用「ボ」アプ
60-735	ライナープライヤー	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000362	歯科矯正用「ボ」アプ
#S-510(直)SS	金冠バサミ	¥7,800	¥5,460	I	09B2X00010000025	歯科用金冠はさみ
#S-511(曲)SS	金冠バサミ	¥7,800	¥5,460	I	09B2X00010000025	歯科用金冠はさみ



ストリッピングコントラアングル
TASK STR-50VT
¥42,000
↓
30%off ¥29,400



◇上下運動タイプ(減速比4:1)
◇ストローク幅:1.3mm

医療機器認証番号 225ALBZX00008000
特定保守管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース



オートストリッピングバー
両面スターターセット
¥15,000
↓
30%off ¥10,500
オートストリッピングバー
両面(補充用)単品(3枚入)
各: ¥9,000
↓
30%off 各: ¥6,300

商品名	規格	標準価格	セール価格	厚さ
オートストリッピングバー	スターターセット(両面タイプ各1入)	¥15,000	¥10,500	-----
オートストリッピングバー	両面 15μm(3枚入)	¥9,000	¥6,300	0.08mm
オートストリッピングバー	両面 25μm(3枚入)	¥9,000	¥6,300	0.12mm
オートストリッピングバー	両面 40μm(3枚入)	¥9,000	¥6,300	0.15mm
オートストリッピングバー	両面 60μm(3枚入)	¥9,000	¥6,300	0.19mm
オートストリッピングバー	両面 90μm(3枚入)	¥9,000	¥6,300	0.25mm

医療機器届出番号 09B2X00010000365
一般医療機器 歯科研削用ストリップ



口腔内撮影用ミラー
各: ¥10,000
↓
30%off 各: ¥7,000

商品名	品番	標準価格	セール価格	先端幅
口腔内撮影用ミラー	Mi-4(大)	¥10,000	¥7,000	75mm
口腔内撮影用ミラー	Mi-5(中)	¥10,000	¥7,000	70mm
口腔内撮影用ミラー	Mi-6(小)	¥10,000	¥7,000	65mm
口腔内撮影用ミラー	Mi-7(小児)	¥10,000	¥7,000	60mm
口腔内撮影用ミラー	Mi-8(側方)	¥10,000	¥7,000	30mm

◇表面反射式
◇厚さ:1.2mm
◇反射率:約65%
◇ミラー面:片面

医療機器届出番号 09B2X00010000334
一般医療機器 歯鏡

TASK
株式会社 タスク

The 82nd Annual Meeting of the Japanese Orthodontic Society

2023 AUTUMN
SALE
ORTHODONTICS

日本矯正歯科学会学術大会セール
期間: 2023年11月30日(木)まで


★セール対象品★

矯正カタログvol.13掲載全品
40~30%OFF!!

*40%OFF: TS-15, 60-605S, 30-550S
*30%OFF: 上記3品を除くセール対象品の全て

ご注文は、FAXでのご注文が便利です。
専用の注文書をご利用ください。
また、お電話でも承っております。

矯正カタログvol.13 表紙



TASK 株式会社 タスク

〒112-0001
東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

NEW ITEM

2023.10.31 / 先行予約受付中

超硬付き

30-551USL
ディスタルエンドセーフティカッター(スリム)
ロングハンドル

CODE NO.65512 ◆30% off◆
標準価格：¥21,000 ¥14,700

許容範囲 ●Round: .012~.020 ■Rectangular: .022x.028

医療機器届出番号:09B2X00010000094 一般医療機器・歯科矯正用プライヤ



先端部の比較

POINT!


- ・先端後部を弊社従来品*よりもスリム化 *弊社従来品：30-550S
- ・ロングハンドルで口腔内へのアクセスが向上



超硬付き



超硬付き



【アーチワイヤーが結紮された状態でのディボンディング】



スリット部分にアーチワイヤーが入るように調整し、ブラケットを近遠心に挟み込みます。 ハンドルをゆっくりと握り込んで、近遠心に軽く傾斜させながら除去します。

～写真提供～ 藤澤将人先生(目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科)

POINT!

- ・アーチワイヤーが結紮された状態でディボンディングできます。
- ・セラミックブラケットにご使用いただけます。

超硬付き

60-335TG
ダイレクトボンドブラケットリムービングプライヤ
(ストレート/スリットタイプ)

CODE NO.63352 ◆30% off◆
標準価格：¥20,000 ¥14,000

医療機器届出番号:09B2X00010000151 一般医療機器・歯科矯正用プライヤ

NEW ITEM

2023.10.31 / 先行予約受付中

★セール対象品★

矯正カタログvol.13掲載全品 40~30%OFF!!

セール対象品の一部をご紹介します!!

*40%OFF: TS-15、60-605S、30-550S
*30%OFF: 上記3品を除くセール対象品の全て

40%OFF 特価品

TS-15
ピン&リガチャーカッター

¥13,500
↓
40%off ¥8,100




医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

*ハンドル内側にバネは付いておりません

60-605S
ピン&リガチャーカッター

¥18,500
↓
40%off ¥11,100



医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

*ハンドル内側にバネは付いておりません

30-550S
エンドセーフティカッター
(スリム)

¥21,000
↓
40%off ¥12,600



医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-501
ウイングートユーティリティ

¥13,500
↓
30%off ¥9,450



品番	商品名	標準価格	セール価格	クワ	医療機器届出番号	一般的名称
60-306	ハウ	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000112	歯科矯正用プライヤ
60-307	ハウ(スール)	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000112	歯科矯正用プライヤ
TS-20	ウイングートユーティリティ	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000544	歯科矯正用プライヤ
60-501	ウイングートユーティリティ	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000544	歯科矯正用プライヤ
30-502T	ウイングートユーティリティ	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000544	歯科矯正用プライヤ
60-303	ツイードアーチベンディング	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000121	歯科矯正用プライヤ
60-074	ヤング	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000114	歯科矯正用プライヤ
60-304S	オメガグループフォーミング	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000118	歯科矯正用プライヤ
60-313	スリージョー	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000126	歯科矯正用プライヤ

30-316C
ライトワイヤー
(カッター付き)

¥18,500
↓
30%off ¥12,950



品番	商品名	標準価格	セール価格	クワ	医療機器届出番号	一般的名称
60-314	バードピーク	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000122	歯科矯正用プライヤ
30-316C	ライトワイヤー(カッター付)	¥18,500	¥12,950	I	09B2X00010000123	歯科矯正用プライヤ
60-224T	ストップ(VA'ンド)	¥17,500	¥12,250	I	09B2X00010000128	歯科矯正用プライヤ
60-314TS	ワイヤーベンディング	¥18,500	¥12,950	I	09B2X00010000127	歯科矯正用プライヤ
60-105	コンパチブルキャップリムービング	¥24,000	¥16,800	I	09B2X00010000363	歯科矯正用プライヤ
60-104	バンドリムービング	¥13,500	¥9,450	I	09B2X00010000135	歯科矯正用プライヤ
P-200	ブラケットリムービング	¥20,000	¥14,000	I	09B2X00010000149	歯科矯正用プライヤ
60-334T	ダイレクトボンドアタッチメントリムービング(アグ)	¥18,000	¥12,600	I	09B2X00010000150	歯科矯正用プライヤ
P-210	ボンドリムービング	¥20,000	¥14,000	I	09B2X00010000153	歯科矯正用プライヤ

*表示価格には消費税は含まれておりません。
*セール期間中はご注文混雑が予想され、配送にお時間をいただき場合があります。
*商品の写真は印刷の関係上、実物とは色彩などが異なる場合があります。

*1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料となります。
*5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただきます。予めご了承ください。
*各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。



2023日矯セール FAXご注文書

(コピーしてお使いください)

ご注文日: 年 月 日

*本セール対象品の一部に入荷遅れが発生しており、ご注文品の配送にお時間が掛かる場合があります。ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。

ご注文受付 : **11月30日(木)**まで

FAX 03-5615-8837

◇**ご請求先(お届け先)** *ご請求先の名称をご登録の名称となります。

お客様コード
(納品書または請求書左上の6桁)

ご請求先名称 :

ご住所 : 〒(※必須) -

TEL (個人の方は携帯可) :

FAX :

ご注文者様名 :

◇**ご請求先とお届け先が別々の場合、こちらにお届け先をご記入ください**


*納品書の送付先について : ご請求先とお届け先が別々の場合、下記にご記入いただいたお届け先へお送りいたします。

上記以外のお届け先 名称 :

ご住所 : 〒(※必須) -

TEL (個人の方は携帯可) :

FAX :



03-5615-8837

	品番	商品名 (品番が無い場合にご記入ください)	数量	備考欄
記入例	30-604WK	-----	3	
	-----	フラットカッター	1	
	-----	SHダイヤモンドリガチャーディレクター	2	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

株式会社タスク

〒112-0001
東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
TEL : 03-5615-8827 FAX : 03-5615-8837
<https://task-ortho-inc.net>

1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料となります。
5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただけます。予めご了承ください。
各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。

- *表示価格は2023年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。
- *商品写真は印刷の関係上、現物と色彩が異なる場合があります。
- *表示の商品全長は、現物と誤差がある場合があります。
- *商品のデザイン及び仕様は、予告なく変更する場合があります。