

Stripping Contra Angle ストリッピングコントラアングル

TASK STR - 50VT

標準価格 ¥42,000

CODE : 74920


ストリッピング専用のコントラアングルハンドピース
信頼の日本国内生産・低振動・低ノイズ

- ・ 上下運動タイプ (減速 4 : 1)
- ・ ストローク幅 : 約1.3mm
- ・ EVAシステム用ストリッピングツール対応
- ・ オートクレーブ滅菌 (135°C) 対応

チップ接続口 φ2.35



先端直径 8.0mm



<使用例>



※オートストリッピングバーは本商品には添付していません。

Auto Stripping Bur

オートストリッピングバー (ダイヤモンド粒子コーティング/両面タイプ・片面タイプ)

◆両面タイプ (5種類)



- ・ 目詰まりや熱抑制のためのホイール付与
- ・ ブレード留め金は堅牢設計

CODE	規格	標準価格	厚さ
74930	スターセット (両面5種類 各1入)	¥16,500	
74931	両面 15 μm(3枚入)	¥10,000	0.08mm
74932	両面 25 μm(3枚入)	¥10,000	0.12mm
74933	両面 40 μm(3枚入)	¥10,000	0.15mm
74934	両面 60 μm(3枚入)	¥10,000	0.19mm
74935	両面 90 μm(3枚入)	¥10,000	0.29mm

◆片面 Lタイプ (5種類)



- ・ フレーム部分に "L" または "R" を表記し、識別が容易
- ・ ブレード留め金は堅牢設計

CODE	規格	標準価格	厚さ
74981	片面 Lセット(片面L 5種 各1入)	¥16,500	
74961	片面 L 15 μm(3枚入)	¥10,000	0.06mm
74962	片面 L 25 μm(3枚入)	¥10,000	0.08mm
74963	片面 L 40 μm(3枚入)	¥10,000	0.10mm
74964	片面 L 60 μm(3枚入)	¥10,000	0.14mm
74965	片面 L 90 μm(3枚入)	¥10,000	0.17mm

◆片面 Rタイプ (5種類)



CODE	規格	標準価格	厚さ
74982	片面 Rセット(片面R 5種 各1入)	¥16,500	
74971	片面 R 15 μm(3枚入)	¥10,000	0.06mm
74972	片面 R 25 μm(3枚入)	¥10,000	0.08mm
74973	片面 R 40 μm(3枚入)	¥10,000	0.10mm
74974	片面 R 60 μm(3枚入)	¥10,000	0.14mm
74975	片面 R 90 μm(3枚入)	¥10,000	0.17mm

Auto Stripping Bur Stand

オートストリッピングバースタンド (15本立)

標準価格 ¥8,000

CODE : 74912



サイズ :
縦50mm×横50mm×高45mm

Auto Stripping Gauge

オートストリッピングゲージ

標準価格 ¥10,000

CODE : 74911



厚さサイズ : 6種類
0.1mm/0.2mm/0.25mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm

Auto Stripping Push Button

オートストリッピングプッシュボタン

標準価格 ¥2,500

CODE : 74913



<ご注文・価格のお問い合わせ>

<お問い合わせ>



歯科用インスツルメント

株式会社 **タスク**

〒112-0001 東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

<製造販売元>

株式会社 **シオダ**

中村デンタル 株式会社

〒321-0517 栃木県那須烏山市東原 53

〒173-0027 東京都板橋区南町 59-2

新製品の紹介、
カタログのダウンロード、
お得なセール情報などは、
ホームページで!

