

口腔内撮影用ミラー(ステンレス製)

クリアな記録、シャープな映り



DENTAL MIRRORS.



写真提供: 藤澤 将人先生(目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科)

標準価格: 各 ¥11,000 (滅菌用布ケース付き)

医療機器届出番号 09B2X00010000334 一般医療機器・歯鏡

<使用上のご注意>

- 本品には表裏があります。お間違いないようご注意ください。
- 超音波洗浄・ケミクレープはお避け下さい。
- 曇るときは、体温程度に温めてからご使用下さい。
- 鏡面を拭く際には、必ず柔らかい布をご使用下さい。
- 保管時は付属の布ケースもしくは滅菌パックに入れて下さい。



※厚さ各種約1.2mm 反射率65%

<お問い合わせ>

歯科用インスツルメント 〒112-0001
株式会社 **タスク** 東京都文京区白山 2-38-14 白山 CT ビル 5F
TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837

<製造販売元>

株式会社 **シオダ** 〒321-0517
栃木県那須烏山市東原 53

<http://www.task-inc.net>

新製品のご紹介・カタログのダウンロード、
お得なセールスの情報などは、ホームページで!

