

TASK
株式会社 タスク

TASK さくらセール

セール期間：2024年 **6月20日(木)**まで!

2024 SPRING
SALE
ORTHODONTICS

セール対象品 約200アイテム
30%OFF



TASK 株式会社 タスク

〒112-0001
東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル 5F
TEL : 03-5615-8827
FAX : 03-5615-8837

TASK さくらセール

2024年6月20日(木)まで!

セール対象品 約200 アイテム!

矯正カタログ
QRコード or タスクHP
からダウンロード



タスク 歯科 検索

『矯正カタログ vol.14 掲載の全ての商品』がセール対象品です!

TS-15
ピン&リガチャーカッター

¥16,000
↓
30%off ¥11,200

ハンドル内側にバネは付いて
おりません。



医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

30-604WK
ピン&リガチャーカッター

¥23,500
↓
30%off ¥16,450

ハンドル内側にバネが付いています



医療機器届出番号 09B2X00010000543
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

30-550S
ディスタルエンドセーフティ
カッター (スリム)

¥23,500
↓
30%off ¥16,450



医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

30-550SF
ディスタルエンドセーフティ
カッター (スリム)
フラッシュカットタイプ

¥25,500
↓
30%off ¥17,850



医療機器届出番号 09B2X00010000094
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-501
ウイングート
ユーティリティ


¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000544
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-306
ホウ

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000112
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-303
ツイードアーチベンディング

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000121
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-074
ヤング

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000114
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-305
ループフォーミング

¥17,000
↓
30%off ¥11,900



医療機器届出番号 09B2X00010000116
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-302
ナンスクローズングループ

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000120
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-314
バードビーク

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000122
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

30-316C
ライトワイヤー
(加ター付き)

¥21,000
↓
30%off ¥14,700



医療機器届出番号 09B2X00010000123
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

*表示価格には消費税は含まれておりません。
 *セール期間中はご注文混雑が予想され、配送にお時間をいただき場合があります。
 *商品の写真は印刷の関係上、実物とは色彩などが異なる場合があります。

60-313
スリージョー

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



ワイヤー許容範囲：.028" (0.7mm)

医療機器届出番号 09B2X00010000126
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-105
コンバーチブルキャップ
リムーバー

¥26,000
↓
30%off ¥18,200



医療機器届出番号 09B2X00010000363
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

60-104
バンドリムーバー

¥16,000
↓
30%off ¥11,200



医療機器届出番号 09B2X00010000135
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

P-200
ブラケットリムーバー

¥23,000
↓
30%off ¥16,100



医療機器届出番号 09B2X00010000149
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

P-210
ボンドリムーバー

¥23,000
↓
30%off ¥16,100



医療機器届出番号 09B2X00010000153
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

P-220
フッククリンピング


¥23,000
↓
30%off ¥16,100



医療機器届出番号 09B2X00010000154
一般医療機器 歯科矯正用プライヤ

口腔内撮影用ミラー

各：¥11,000
↓
30%off ¥7,700



医療機器届出番号 09B2X00010000334
一般医療機器 歯鏡

CODE	商品名	規格	標準価格	セール価格	先端幅
74904	口腔内撮影用ミラー	Mi-4(大)	¥11,000	¥7,700	75mm
74905	口腔内撮影用ミラー	Mi-5(中)	¥11,000	¥7,700	70mm
74906	口腔内撮影用ミラー	Mi-6(小)	¥11,000	¥7,700	65mm
74907	口腔内撮影用ミラー	Mi-7(小児)	¥11,000	¥7,700	60mm
74908	口腔内撮影用ミラー	Mi-8(側方)	¥11,000	¥7,700	30mm



- ◇表面反射式
- ◇厚さ：1.2mm
- ◇反射率：約65%
- ◇ミラー面：片面

ストリッピングコントラアングル
TASK STR-50VT

¥42,000
↓
30%off ¥29,400



医療機器届出番号 225ALBZX00008000
特定保守管理医療機器 ストレート・ギアードアングルハンドピース



- ◇上下運動タイプ(減速比 4:1) *等倍速ではありません
- ◇ストローク幅：1.3mm
- ◇毎分回転数限度：6,000rpm以下

オートストリッピングバー
両面スターターセット
¥16,500

↓
30%off ¥11,500

3.9mm(各種共通)

オートストリッピングバー
両面(補充用)単品(3枚入)
各：¥10,000

↓
30%off ¥7,000

14.8mm
(各種共通)

<両面タイプ 90μm>

医療機器届出番号 09B2X00010000365
一般医療機器 歯科研削用ストリップ

CODE	商品名	規格	標準価格	セール価格	厚さ
74930	オートストリッピングバー	スターターセット(両面タイプ各1入)	¥16,500	¥11,500	----
74931	オートストリッピングバー	両面 15μm(3枚入)	¥10,000	¥7,000	0.08mm
74932	オートストリッピングバー	両面 25μm(3枚入)	¥10,000	¥7,000	0.12mm
74933	オートストリッピングバー	両面 40μm(3枚入)	¥10,000	¥7,000	0.15mm
74934	オートストリッピングバー	両面 60μm(3枚入)	¥10,000	¥7,000	0.19mm
74935	オートストリッピングバー	両面 90μm(3枚入)	¥10,000	¥7,000	0.29mm

*ブレードの厚さは削合量(幅)と同じサイズではありません。



2024さくらセール FAXご注文書

(コピーしてお使いください)


ご注文日: 年 月 日

*本セール対象品の一部に入荷遅れが発生しており、ご注文品の配送にお時間が掛かる場合があります。ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。

ご注文受付 : 2024年6月20日(木)まで

FAX 03-5615-8837

◇ご請求先(お届け先) *ご請求先の名称をご登録の名称となります。		(弊社記入欄)お客様コード
名称(※必須) : _____		
ご住所(※必須) : 〒 _____		
TEL(※必須) : _____		FAX : _____
ご担当者様名 : _____		
◇お届け先 *上記ご請求先と異なる場合のみご記入ください		
*納品書の送付先ついて : ご請求先とお届け先が別々の場合、下記にご記入いただいたお届け先へお送りいたします。		
名称(※必須) : _____		
ご住所(※必須) : 〒 _____		
TEL(※必須) : _____		FAX : _____



03-5615-8837

	品番	商品名 (品番が無い場合、必ずご記入ください)	数量	備考欄
記入例	30-604WK	ピン&リガチャーカッター	3	
	-----	フラットカッター	1	
	-----	口腔内撮影用ミラー Mi-7(小児)	2	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

株式会社タスク

〒112-0001
東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
TEL : 03-5615-8827 FAX : 03-5615-8837
<https://task-ortho-inc.net>

1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料でとなります。
5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただけます。予めご了承ください。
各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。

*表示価格は2024年4月現在のものです。消費税は含まれておりません。
*商品写真は印刷の関係上、現物と色彩が異なる場合があります。
*表示の商品全長は、現物と誤差がある場合があります。
*商品のデザイン及び仕様は、予告なく変更する場合があります。