

TASK

株式会社 タスク

2025~2026
WINTER
SALE
ORTHODONTICS

2025 矯正謝恩セール

期間：2026年 **1月20日** (火) まで

▽ **セール対象品** ▽

- ★本パンフレット掲載品 および
- ★矯正カタログvol.14 掲載全品

◆対象品全品 **30%OFF!!**



『矯正用』カタログ vol.14
ダウンロード

『矯正用』カタログvol.14 表紙



TASK

株式会社 タスク

〒112-0001

東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル 5F

TEL : 03-5615-8827


FAX : 03-5615-8837

30-604WK ピン&リガチャーカッター

30% OFF



¥23,500
→ ¥16,450
(税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲: .016"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

30-605WK ピン&リガチャーカッター (ミニチュア)

30% OFF



¥23,500
→ ¥16,450
(税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲: .016"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

TS-15(TASK SPECIAL) ピン&リガチャーカッター

30% OFF



¥16,000
→ ¥11,200
(税込 ¥12,320)



- ◇許容範囲: .016"
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-607 ピン&リガチャーカッター (スリム)

30% OFF



¥21,000
→ ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .015"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇刃部に15°の角度付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-605S ピン&リガチャーカッター (スリム)

30% OFF



¥21,000
→ ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .015"
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-604 ピン&リガチャーカッター

30% OFF



¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .015"
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-605 ピン&リガチャーカッター (ミニチュア)

30% OFF



¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .015"
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000543
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-620 アンギュラーリガチャー カッター (45° アングル)

30% OFF



¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .015"
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000607
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-604H ハードワイヤーカッター

30% OFF



¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲: .020" (ラウンド)
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0982X00010000110
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

P-400 リガチャーカッター (40° アングル)

30% OFF



¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)



- ◇許容範囲: .010"
- ◇刃部に40° 角度付き
- ◇ラビアルでも使用できます
- ◇先端部に超硬チップ付き


医療機器製造番号 0982X00010000607
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

P-410 リバースドリガチャー カッター (40° アングル)

30% OFF



¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)



- ◇許容範囲: .010"
- ◇刃部に40° 角度付き
- ◇P-400とは刃の向きが逆
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0982X00010000607
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

P-420 リガチャーカッター 50° アングル

30% OFF



¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)



- ◇許容範囲: .012"
- ◇刃部に50° 角度付き
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0982X00010000607
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

P-430 リバースドリガチャー カッター 60° アングル

30% OFF



¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)



- ◇許容範囲: .012"
- ◇刃部に60° 角度付き
- ◇P-420とは刃の向きが逆
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0982X00010000607
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

WIRE CUTTERS

45020 フラットカッター

30% OFF



¥15,000 → ¥10,500
(税込 ¥11,550)



- ◇許容範囲
先端部: φ0.6~1.0mm
側面部: φ1.0~1.2mm

医療機器製造番号 0982X00010000121
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

60-004 パワーカッター

30% OFF



¥12,000 → ¥8,400
(税込 ¥9,240)



- ◇許容範囲: 1.5mm

医療機器製造番号 0982X00010000100
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー


DISTAL END SAFETY CUTTERS

30-550S エンドセーフティカッター (スリム)

30% OFF



¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲:
(レクト) .022" × .028"
(ラウンド) .012" ~ .020"

医療機器製造番号 0982X00010000094
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

30-550K エンドセーフティカッター (スリム)

30% OFF



¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲:
(レクト) .022" × .028"
(ラウンド) .012" ~ .020"

医療機器製造番号 0982X00010000094
—認定医療機器、歯科矯正用プライヤー

2025 矯正謝恩セール

2026年
1月20日まで!

30-551US


エンドセーフティーカッター
(スリム)¥23,500→¥16,450
(税込 ¥18,095)

30% OFF



超硬チップ

◇先端部の後ろ側をスリム化



- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇先端部の後ろ側をスリム化
- ◇下顎にアクセスし易いです

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-551USL

エンドセーフティーカッター
(スリム-ロングハンドル)¥23,500→¥16,450
(税込 ¥18,095)


30% OFF



超硬チップ

全長: 約155mm

◇先端部の後ろ側をスリム化



- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇30-551USのロングハンドルタイプ
- ◇ハンドルに10°の角度付き
- ◇先端部の後ろ側をスリム化
- ◇下顎にアクセスし易いです

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-550SF

エンドセーフティーカッター
(スリム-フラッシュカッター)¥25,500
→¥17,850
(税込 ¥19,635)

30% OFF



超硬チップ

- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇フラッシュカッタータイプ

By distal end safety
cutter flush cut type

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-550FL


エンドセーフティーカッター
(スリム-フラッシュカッター
-ロングハンドル)¥25,500
→¥17,850
(税込 ¥19,635)

30% OFF



超硬チップ

- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇30-550SFのロングハンドルタイプ
- ◇ハンドルに10°の角度付き

By distal end safety
cutter flush cut type

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-550SL

エンドセーフティーカッター
(スリム-ロングハンドル)¥23,500→¥16,450
(税込 ¥18,095)

30% OFF



超硬チップ



- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇30-550Sのロングハンドルタイプ
- ◇ハンドルに10°の角度付き

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市


30-550SLS

エンドセーフティーカッター
(スリム-ロングハンドル
-ストレート)¥23,500→¥16,450
(税込 ¥18,095)

30% OFF



超硬チップ



- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇30-550Sのロングハンドルタイプ
- ◇ハンドルはストレート

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-553


エンドセーフティーカッター
(スリム-ノーリング
-フラッシュカッター)¥30,500
→¥21,350
(税込 ¥23,485)

30% OFF



超硬チップ

- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇フラッシュカッタータイプ
- ◇ホルディング不要

By distal end safety
cutter flush cut type

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

30-554


エンドセーフティーカッター
(スリム-ノーリング
-フラッシュカッター
-ロングハンドル)¥30,500
→¥21,350
(税込 ¥23,485)

30% OFF



超硬チップ

- ◇許容範囲: (レクト) .022"×.028"
(ラウンド) .012"~.020"
- ◇30-553のロングハンドルタイプ
- ◇フラッシュカッタータイプ
- ◇ホルディング不要
- ◇ハンドルに10°の角度付き

By distal end safety
cutter flush cut type

医療機器製造番号 09E2C00010000094

—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

LOOP FORMING

Wires up to .028"
(0.7mm)

◇許容範囲: .028" (0.7mm) ~ .040" (1.0mm)

60-074
ヤング

¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000114
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .020" (0.5mm)

60-213
ジャラバック

¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000115
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .016"×.022"
◇先端部に超硬チップ付き

60-430CK
キム (カッター付き)

¥25,500→¥17,850
(税込 ¥19,635)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000119
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-302
ナンスクロージンググループ

¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000120
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-305
ループフォーミング

¥17,000→¥11,900
(税込 ¥13,090)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000116
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-304
ツイードループフォーミング

¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000117
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-304S
オメガループフォーミング

¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000118
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市

◇許容範囲: .025" (0.6mm)

60-421
ループフォーミング
(鶴見大型)

¥18,000→¥12,600
(税込 ¥13,860)

30% OFF

医療機器製造番号 09E2C00010000116
—販売店: 徳島県・徳島県三好市三好市



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

60-501T
ユーティリティー

¥19,500 → **¥13,650**
(税込 ¥15,015)

※税別価格: ¥19,500
※税別価格: ¥19,500



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

60-501
ユーティリティー

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30-502T
ユーティリティー

¥20,000 → **¥14,000**
(税込 ¥15,400)

※税別価格: ¥20,000
※税別価格: ¥20,000



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TS-20
ユーティリティー

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

60-504
ユーティリティー (スモール)

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

P-300
リングユーティリティー
(ロングハンドル)

¥18,000 → **¥12,600**
(税込 ¥13,860)

※税別価格: ¥18,000
※税別価格: ¥18,000



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

60-306T
ホウプライヤー

¥19,500 → **¥13,650**
(税込 ¥15,015)

※税別価格: ¥19,500
※税別価格: ¥19,500



超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

60-306
ホウプライヤー

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000

ARCH BENDING • ARCH FORMING



超硬チップ

◇許容範囲: .022" × .028"
◇.020"の把持で先端が
平行になる設計
◇先端部に超硬チップ付き

60-303T
ツイードアーチ

¥19,500 → **¥13,650**
(税込 ¥15,015)

※税別価格: ¥19,500
※税別価格: ¥19,500



超硬チップ

◇許容範囲: .022" × .028"
◇.020"の把持で先端が
平行になる設計

60-303
ツイードアーチ

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000



◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-006
ホローチップ

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

※税別価格: ¥16,000
※税別価格: ¥16,000



◇許容範囲: .022" (0.55mm)

*Grooves of
.016", .018" and .022"

◇ハンドル内側にバネ付き

60-223TG
アーチフォーミング
(ミソ付き)

¥21,000 → **¥14,700**
(税込 ¥16,170)

※税別価格: ¥21,000
※税別価格: ¥21,000



◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-227#F
トルキングプライヤー

¥17,000 → **¥11,900**
(税込 ¥13,090)

※税別価格: ¥17,000
※税別価格: ¥17,000



◇許容範囲: .022" (0.55mm)

60-226#M
トルキングプライヤー

¥17,000 → **¥11,900**
(税込 ¥13,090)

※税別価格: ¥17,000
※税別価格: ¥17,000



◇60-226#Mと60-227#Fとペアで使用します
① 226#Mでワイヤーを把持
② 227#Fを上から被せ、2本でワイヤーを把持
③ 227#Fは固定したまま、226#Mを捻る
④ 先端幅の6mmにトルクが付与できます

60-227#F **60-226#M**

※税別価格: ¥17,000
※税別価格: ¥17,000



◇許容範囲: .022" (0.55mm)

◇ハンドル内側にバネ付き

60-223T
アーチフォーミング

¥20,000 → **¥14,000**
(税込 ¥15,400)

※税別価格: ¥20,000
※税別価格: ¥20,000



60-841
アーチャーレット

¥23,000 → **¥16,100** (税込 ¥17,710)

※税別価格: ¥23,000
※税別価格: ¥23,000



60-850
リングアーチャーレット

¥25,000 → **¥17,500** (税込 ¥19,250)

※税別価格: ¥25,000
※税別価格: ¥25,000



先端の径
□ ○
.040" .040"

◇許容範囲：.032" (0.8mm)
◇先端部に超硬チップ付き

30-314T
バードビーク

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000122
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇カッター付き
◇先端部に超硬チップ付き

30-316C
ライトワイヤー
(カッター付き)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇先端部に超硬チップ付き

30-316T
ライトワイヤー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.018" (0.45mm)

60-316
ライトワイヤー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.035" .035"

◇許容範囲：.030" (0.75mm)

60-314
バードビーク

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000122
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇カッター付き
◇角ビーク部にミソ付き
◇先端部に超硬チップ付き

30-315C
ライトワイヤー
(カッター付き/ミソ付き)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇角ビーク部にミソ付き
◇先端部に超硬チップ付き

30-315T
ライトワイヤー
(ミソ付き)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.028" .028"

◇許容範囲：.018" (0.45mm)
◇角ビーク部にミソ付き

60-315
ライトワイヤー
(ミソ付き)

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000123
—超硬チップ、高純度三層プライヤー

THREE JAW • QUAD HELIX • WIRE BENDING



◇許容範囲：.028" (0.7mm)

60-313
スリージョー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000126
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.036" (0.9mm)

60-313L
ヘビースリージョー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000126
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.028" (0.7mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-313T
スリージョー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000126
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-202T
クワッドヘリックス
ペンディング

¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000130
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇クワッドヘリックスやリング
アーチ等の微調整に使用
◇先端部に超硬チップ付き

60-201L
アングルドスリージョー (左)

¥22,000 → ¥15,400
(税込 ¥16,940)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000131
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇クワッドヘリックスやリング
アーチ等の微調整に使用
◇先端部に超硬チップ付き

60-201R
アングルドスリージョー (右)

¥22,000 → ¥15,400
(税込 ¥16,940)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000131
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.025" (0.6mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-224T
ストップブライヤー
(Vバンド)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000128
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.022"×.028"
◇先端部に超硬チップ付き

60-228
ステップブライヤー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000131
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.035" .035"

◇許容範囲：.028" (0.7mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-314TS
ワイヤーペンディング

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000127
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.040" .040"

◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇先端部に超硬チップ付き
◇オートクレープ減菌不可

74314
クラスP形成鉗子 (超硬付)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000132
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.051" (1.3mm)

60-009
ヘッドギア

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000125
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.025" (0.6mm) Ni-Ti Only
◇上下顎、左右側でも歯頸、舌側方向に
シンチバックできます

60-900
タイバックブライヤー
(シンチバック)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000136
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.040" .040"

◇許容範囲：.047" (1.2mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-314TL
ヘビーワイヤーペンディング

¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000127
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.040" .040"

◇許容範囲：.040" (1.0mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-214T
アダムス (ユニバーサル)

¥18,500 → ¥12,950
(税込 ¥14,245)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000129
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



先端の径
□ ○
.047" .040"

◇許容範囲：.040" (1.0mm)
◇先端部に超硬チップ付き

60-214TR
アダムススプリング
フォームディング

¥18,500 → ¥12,950
(税込 ¥14,245)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000135
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇許容範囲：.036" (0.9mm)

60-321
リングアーチ
シェーピング

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

国産特許製造品番号 09B7X00010000147
—超硬チップ、高純度三層プライヤー



◇先端部品交換可能

60-104
バンドリムーバー

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000135
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇先端部品交換可能

60-104T
バンドリムーバー

¥20,000 → **¥14,000**
(税込 ¥15,400)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000135
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇先端部品交換可能

60-104TL
バンドリムーバー

¥20,000 → **¥14,000**
(税込 ¥15,400)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000135
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇先端部品交換可能

TS-30
バンドリムーバー

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000135
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



60-208
バンドコンタリング

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)


医療機器製造品目番号 09B7X00010000136
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



60-212
クラウンコンタリング

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000137
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



60-810
バンドプッシャー

¥11,500 → **¥8,050**
(税込 ¥8,855)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000111
→ 器具交換可能、歯科矯正用バンドプッシャー



60-811
バンドプッシャー
(三角ハンドル)

¥11,500 → **¥8,050**
(税込 ¥8,855)

◇ハンドル断面
トライアングル形状

医療機器製造品目番号 09B7X00010000111
→ 器具交換可能、歯科矯正用バンドプッシャー




60-701
エラスティック
セパレーター

¥18,500
→ **¥12,950**
(税込 ¥14,245)

30% OFF

写真提供：田村真美先生
(白田オン株式会社)

医療機器製造品目番号 09B7X00010000139
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



60-800
バンドシフター

¥6,000
→ **¥4,200**
(税込 ¥4,620)

30% OFF

◇全長：約129mm

医療機器製造品目番号 09B7X00010000058
→ 器具交換可能、歯科矯正用バンドシフター

BOND REMOVERS • CRIMPING • CONVERTIBLE REMOVER



超硬チップ

◇両先端部品交換可能

P-210
ボンドリムーバー

¥23,000 → **¥16,100**
(税込 ¥17,710)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000132
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇両先端部品交換可能

60-332T
ボンドリムーバー

¥21,000 → **¥14,700**
(税込 ¥16,170)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000133
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇隣接面のレジン除去に使用
◇両先端部品交換可能

P-700
白歯用
リンガルボンドリムーバー

¥23,000 → **¥16,100**
(税込 ¥17,710)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000057
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇前面のレジン除去に使用
◇両先端部品交換可能

P-710
前歯用
リンガルボンドリムーバー

¥26,000 → **¥18,200**
(税込 ¥20,020)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000057
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇フックをよりしっかりと装着できます
◇先端部に超硬チップ付き

60-220
フッククリンピング

¥23,000
→ **¥16,100**
(税込 ¥17,710)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000154
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

60-446
フッククリンピング

¥19,500 → **¥13,650**
(税込 ¥15,015)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000154
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



超硬チップ

◇クリンパブルフック等の固定に有効
◇先端部ミソ付
◇把持面は鋭角

60-319
チェーンクリンピング

¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

30% OFF

医療機器製造品目番号 09B7X00010000154
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー



◇先端部品交換可能

60-105
コンバーチブルキャップ
リムービング

¥26,000
→ **¥18,200**
(税込 ¥20,020)

30% OFF

①バックルチューブ近心の
スロットに挿入
②ハンドルをゆっくり握りこみ
キャップを除去

医療機器製造品目番号 09B7X00010000053
→ 器具交換可能、歯科矯正用プライヤー

2025 矯正謝恩セール

2026年
1月20日まで！

P-200
ブラケットリムーバー¥23,000→¥16,100
(税込 ¥17,710)30%
OFF

超硬チップ



- ◇刃先がブラケット下部と接着面の間に入り込みます
- ◇除去の際の抵抗が少なく、コントロールしやすい設計です
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0987X3001/0000140

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

60-335TG
ブラケットリムーバー
(ストレート/スリット付き)¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

超硬チップ



- ◇アーチワイヤー装着のまま、ブラケット除去できます
- ◇先端のスリット部分をワイヤーに合わせ、近遠心に挑み、傾斜させて除去します
- ◇先端部に超硬チップ付き

医療機器製造番号 0987X3001/0000151

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

写真提供：藤澤将人先生
(目白キヤンタルクリニック・矯正歯科)

◇先端部に超硬チップ付き

60-334T
ブラケットリムーバー
(アングル)¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

超硬チップ



◇先端部に超硬チップ付き

60-335T
ブラケットリムーバー
(ストレート)¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

超硬チップ

医療機器製造番号 0987X3001/0000151

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄



◇先端部に超硬チップ付き

TS-26
ブラケットリムーバー
(アングル)¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)30%
OFF

超硬チップ



◇先端部に超硬チップ付き

TS-25
ブラケットリムーバー
(ストレート)¥16,000→¥11,200
(税込 ¥12,320)30%
OFF

超硬チップ

医療機器製造番号 0987X3001/0000151


→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

P-500
リンガル
ブラケットリムーバー¥25,000→¥17,500
(税込 ¥19,250)30%
OFF

全長：約153mm

医療機器製造番号 0987X3001/0000097

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

P-510
リンガル
ブラケットリムーバー¥25,000→¥17,500
(税込 ¥19,250)30%
OFF

全長：約162mm

医療機器製造番号 0987X3001/0000364

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

CLEAR ALIGNER PLIERS

60-736
アライナープライヤー¥20,000
→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

NEW



医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄




- ◇鍵穴状にカットすることができます
- ◇掘出でアンフィットをリカバリーするときに有効です
(リンガルボタンとエラスティックの組み合わせ)

60-731
アライナープライヤー¥20,000
→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄



◇リンガルボタンなどの装着スペースを作ります

◇1mm径の円形の
窪みを付与します**60-735**
アライナープライヤー¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF


医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

◇エラスティック取付け
のスリットを作ります**60-734**
アライナープライヤー¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

◇垂直的なくぼみを
付与します**60-733**
アライナープライヤー¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

◇水平的なくぼみを
付与します**60-732**
アライナープライヤー¥20,000→¥14,000
(税込 ¥15,400)30%
OFF

医療機器製造番号 0987X3001/0000362

→器具使用後、器具を三角フラスコで洗浄

オートストリッピング
パースタンド (15本立)¥8,000→¥5,600
(税込 ¥6,160)30%
OFF*サイズ (蓋を開いた状態)
D 50mm×W 50mm×H 45mm

オートストリッピングゲージ

¥10,000→¥7,000
(税込 ¥7,700)30%
OFF◇厚さは6種類
0.1mm/0.2mm/0.25mm
0.3mm/0.4mm/0.5mm

60-830
 ブーンブラケット
 ポジショニングゲージ

 ¥9,000→¥6,300
 (税込 ¥6,930)

 30%
OFF

 ◇Positioning Height
 3.5mm / 4.0mm
 4.5mm / 5.0mm


 医療機器製造番号 0987X00010000141
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-824
 ブラケットブレース
 ツイザー

 ¥11,000→¥7,700
 (税込 ¥8,470)

 30%
OFF

- ◇リバースアクションピンセット
- ◇ハンドル後部にブレッドが付いていて、ブラケット圧接、微調整、装着位置の測定に有効
- ◇先端が細く、片側先端部はバックルチューブのスロットに挿入可能

 医療機器製造番号 0987X00010000140
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-815
 ブラケットブレース
 ツイザー

 ¥8,500→¥5,950
 (税込 ¥6,545)

 30%
OFF

- ◇リバースアクションピンセット
- ◇ハンドル後部に1.0-5.0mmメモリが付いたブレッド付き
- ブラケット圧接、微調整、装着位置の測定に有効

 医療機器製造番号 0987X00010000140
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-890
 ブラケットセッティング
 ツイザー

 ¥8,500→¥5,950
 (税込 ¥6,545)

 30%
OFF

- ◇先端部がブラケットウイングに収まる設計
- ◇ブラケットとの接触面は平坦な仕上がり

 医療機器製造番号 0987X00010000075
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

08275
 ダイヤモンドピンセット

 ¥8,200→¥5,740
 (税込 ¥6,314)

 30%
OFF

- ◇ダイヤモンド粒子が先端に電着してあります
- ◇しっかりと把持することができます

 医療機器製造番号 0987X00010000005
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品


LIGATING INSTRUMENTS

スマハ (直・曲)

各 ¥16,000

 →各 ¥11,200
 (税込 各 ¥12,320)

 30%
OFF

2025年

9月16日(火)発売

NEW

1.0mm I

スマハ (直)

スマハ (曲)

- ◇エラストックモジュールの把持、結紮に有効です
- ◇ハンドル部のバネがシングルからダブルに変わりました
- ◇先端部がより細くなりました

 医療機器製造番号 0987X00010000078
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-101C
 リガチャータイニング
 (クーンタイプ)


 ¥22,000→¥15,400
 (税込 ¥16,940)

 30%
OFF

- ◇バネは取り外せます



先端部側面

 医療機器製造番号 0987X00010000142
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-102
 リガチャータイニング


 ¥21,000→¥14,700
 (税込 ¥16,170)

 30%
OFF

- ◇バネは取り外せます



先端部側面

 医療機器製造番号 0987X00010000142
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-816
 リガチャーディレクター

 ¥5,000→¥3,500
 (税込 ¥3,850)

 30%
OFF

 医療機器製造番号 0987X00010000112
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-827
 ブラケットオープナー

 ¥8,000→¥5,600
 (税込 ¥6,160)

 30%
OFF

- ◇両先端に滑り止め加工を施してあり、リガチャーをしっかりと押込めます
- ◇探針形状の先端は、セルフライゲーション開閉にも使用可能です


 医療機器製造番号 0987X00010000375
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

74822
 SHダイヤモンド
 リガチャーディレクター

 ¥6,600→¥4,620
 (税込 ¥5,082)

 30%
OFF


- ◇ダイヤモンド粒子を先端の全面に電着
- ◇滑りにくく、しっかりと押し込めます


 医療機器製造番号 0987X00010000111
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-818
 両頭リガチャーディレクター

 ¥6,300→¥4,410
 (税込 ¥4,851)

 30%
OFF

 医療機器製造番号 0987X00010000112
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-817N
 リガッティング
 & ディレクター (ピン無し)

 ¥6,800→¥4,760
 (税込 ¥5,236)

 30%
OFF

 医療機器製造番号 0987X00010000148
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-817
 リガッティング
 & ディレクター

 ¥6,800→¥4,760
 (税込 ¥5,236)

 30%
OFF

- ◇ハンドル部にピンが付いています


 医療機器製造番号 0987X00010000148
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-823
 リガチャーディレクター

 ¥5,000→¥3,500
 (税込 ¥3,850)

 30%
OFF

 医療機器製造番号 0987X00010000112
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品

60-819
 片頭リガチャーディレクター

 ¥5,300→¥3,710
 (税込 ¥4,081)

 30%
OFF

 医療機器製造番号 0987X00010000112
 一般医療機器・歯科用正統化認定製品


LIGATING INSTRUMENTS

P9

N-215
マチュータイプ
¥15,500 → **¥10,850**
(税込 ¥11,935)

30%
OFF



医療機器製造番号 0957300010000073
— 一般医療機器・外科用器具

60-218
エラストックプレッシング
¥11,000 → **¥7,700**
(税込 ¥8,470)

30%
OFF



医療機器製造番号 0957300010000140
— 一般医療機器・歯科矯正用ブライヤー

60-216
エラストックプレッシング
(フック付き)
¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

30%
OFF



医療機器製造番号 0957300010000144
— 一般医療機器・歯科矯正用ブライヤー

◇先端部にフックが付いています
◇エラストックを保持しやすい設計です

60-217
リガティングブライヤー
¥16,000 → **¥11,200**
(税込 ¥12,320)

30%
OFF



医療機器製造番号 0957300010000140
— 一般医療機器・歯科矯正用ブライヤー

モスリート
各¥11,000 → 各**¥7,700**
(税込各 ¥8,470)

30%
OFF



医療機器製造番号 0957300010000070
— 一般医療機器・歯子

2025 矯正謝恩セール


2026年
1月20日まで!

STRIPPING INSTRUMENTS


TASK-STR 50VT
ストリッピングコントラアングル
¥42,000 → **¥29,400**
(税込 ¥32,340)

30%
OFF

- ◇ I P R 専用コントラアングル
- ◇ 上下運動タイプ (減速比 4 : 1)
- ◇ ストローク幅 : 1.3mm
- ◇ 毎分回転数限度 : 6,000rpm 以下
- * 注水およびライト付きではありません



<使用例>



- <使用上の注意>
- ◇ ナット部がきちんと締め付けられていることをご確認ください
- ◇ 落下などの強い衝撃はヘッド部の故障の原因となります
- ◇ ナット部を外すことでヘッド部とシース部に分解ができます

* 組立方法

- ① ヘッド部の内部ギア突起部をチップ接続口の凹部に合わせる
- ② ヘッド部とシース部の凹凸を噛み合わせる (図1参照)
- ③ ナット部を締める

- ◇ ご使用毎に必ず洗浄、注油、滅菌を行ってください


* 注油方法

- ① 市販のハンドピーススプレーをモーター接続口から約2秒間スプレー
- ② ヘッド部の先端から汚れが出なくなるまで約2秒間のスプレーを繰り返す
- ③ 注油後は暫くの間、垂直に立てて内部の余分なオイルを抜く

<図1>



<分解図>



(A) チップ接続口
(B) ヘッド部の内部ギア
(C) ヘッド部およびナット部
(D) シース部

医療機器製造番号 2025ALZ000000000
特許取得済医療機器
ストリート・ギア・アングラーハンドピース

オートストリッピングバー
スターセット/片面Lセット/片面Rセット
各¥16,500 → 各**¥11,550**
(税込 各 ¥12,705)


30%
OFF

- ◇ ブレード部分表面には、ダイヤモンド粒子をコーティング
- ◇ ブレード部分の留め金は脱落防止のため、堅牢な設計

* 歯間部にブレード部分が入る隙間がある場合にご使用ください。ブレード部分はノコギリ刃状ではありません

* ブレード部分の厚さが、割合量 (割合幅) ではありません。スペースの測定には『オートストリッピングゲージ』をご使用ください

● 両面タイプ (5種類)



● 片面 L タイプ (5種類)



● 片面 R タイプ (5種類)



オートストリッピングバー (補充用)
両面タイプ/片面Lタイプ/片面Rタイプ

30%
OFF

各¥10,000 → 各**¥7,000**
(税込 各 ¥7,700)


規格	標準価格	厚さ
スターセット (両面タイプ 各1入)	¥16,500	
両面 15 μ m (3枚入)	¥10,000	0.08mm
両面 25 μ m (3枚入)	¥10,000	0.12mm
両面 40 μ m (3枚入)	¥10,000	0.15mm
両面 60 μ m (3枚入)	¥10,000	0.19mm
両面 90 μ m (3枚入)	¥10,000	0.29mm

規格	標準価格	厚さ
片面 L セット (片面 Lタイプ 各1入)	¥16,500	
片面 L 15 μ m (3枚入)	¥10,000	0.06mm
片面 L 25 μ m (3枚入)	¥10,000	0.08mm
片面 L 40 μ m (3枚入)	¥10,000	0.10mm
片面 L 60 μ m (3枚入)	¥10,000	0.14mm
片面 L 90 μ m (3枚入)	¥10,000	0.17mm


規格	標準価格	厚さ
片面 R セット (片面 Rタイプ 各1入)	¥16,500	
片面 R 15 μ m (3枚入)	¥10,000	0.06mm
片面 R 25 μ m (3枚入)	¥10,000	0.08mm
片面 R 40 μ m (3枚入)	¥10,000	0.10mm
片面 R 60 μ m (3枚入)	¥10,000	0.14mm
片面 R 90 μ m (3枚入)	¥10,000	0.17mm

医療機器製造番号 0957300010000365
— 一般医療機器・歯科矯正用オートストリッピング

リップワイダー

各¥8,000→各¥5,600
(税込各¥6,160)30%
OFF


#M-2 (2個入)



*超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。

医療機器製造番号 27823002/68000009
一部医療機器・歯科用加工機


片頭リトラクター

各¥4,200→各¥2,940
(税込各¥3,234)30%
OFF

*超音波洗浄、乾熱滅菌、紫外線殺菌灯はお避けください。

医療機器製造番号 27823002/68000009
一部医療機器・歯科用加工機口腔内撮影用ミラー
(ステンレス製)各¥11,000→各¥7,700
(税込各¥8,470)30%
OFF

- ◇ステンレス製
- ◇表面反射式
- ◇片面ミラー面
- ◇厚さ: 1.2mm
- ◇反射率: 65%
- ◇布ケース付き

医療機器製造番号 09R230001/0000334
一部医療機器・歯科用加工機

CROWN SCISSORS • OTHERS

金冠バサミ
(ステンレス製)各¥9,000→各¥6,300
(税込各¥6,930)30%
OFF

135°C

◇オートクレープ滅菌可能

全長: 105mm

医療機器製造番号 09R230001/0000075
一部医療機器・歯科用加工機

金冠バサミ

各¥9,000→各¥6,300
(税込各¥6,930)30%
OFF

全長: 112mm

医療機器製造番号 09R230001/0000075
一部医療機器・歯科用加工機

金冠バサミ

各¥9,000→各¥6,300
(税込各¥6,930)30%
OFF

全長: 112mm

医療機器製造番号 09R230001/0000075
一部医療機器・歯科用加工機

金冠バサミ

各¥9,000→各¥6,300
(税込各¥6,930)30%
OFF


全長: 91mm

医療機器製造番号 09R230001/0000075
一部医療機器・歯科用加工機

カラス型石膏鉗子

各¥16,000→¥11,200
(税込各¥12,320)30%
OFF

◇ジョイント部にバネを内蔵しています



- ◇刃先が35° 曲がっていて、肘を上げずに作業できます
- ◇ハンドルカバーが付いていて握り易くなっています


◇ハンドルを必要以上に広げることや落下などで強い衝撃を与えると内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。

医療機器製造番号 09R230001/0000105
一部医療機器・歯科用加工機

石膏トリム鉗子

各¥16,000→¥11,200
(税込各¥12,320)30%
OFF

◇ジョイント部にバネを内蔵しています



◇ハンドルカバーが付いていて握り易くなっています




◇ハンドルを必要以上に広げることや落下などで強い衝撃を与えると内蔵式バネに無理な負荷が掛かり、バネが破損する原因となります。

医療機器製造番号 09R230001/0000106
一部医療機器・歯科用加工機

プライヤースタンド

¥4,400
→ ¥3,080
(税込 ¥3,388)30%
OFF

- ◇6〜7本程度掛けることができます
- ◇サイズ: H128 × D80 × W80mm

医療機器製造番号 09R230001/0000362
一部医療機器・歯科用加工機

ノギス (15cm)

¥19,000→¥13,300
(税込 ¥14,630)30%
OFFオートクレープ
滅菌不可医療機器製造番号 09R230001/0000362
一部医療機器・歯科用加工機プライヤーケース#L
(布製)¥12,000→¥8,400
(税込 ¥9,240)30%
OFF

- ◇プライヤー収納ポケットが10箇所あります
- ◇ノギスやディレクター収納のポケットも付いています



◇開いた状態 (390 × 500mm)

◇収納した状態


◇閉じた状態 (195 × 370mm)

医療機器製造番号 09R230001/0000106
一部医療機器・歯科用加工機

ダイヤモンド抜歯鉗子

各¥30,000→各¥21,000
(税込各¥23,100)30%
OFF

DIAMOND COATED



◇ダイヤモンド粒子を先端内側に電着
◇滑りにくく、しっかりと把持できます

医療機器製造業 052-200010000045

ダイヤモンド乳歯鉗子

各¥30,000→各¥21,000
(税込各¥23,100)30%
OFF

DIAMOND COATED

使用部位

	乳白歯	残根
上顎	#10S	#4
下顎	#27	#69

CHILDREN'S
FORCEPS乳歯用
ダイヤモンド鉗子

医療機器製造業 052-200010000045

CLEANING AGENT

タスクリーン
(タンパク分解・防錆洗浄剤)¥6,800→¥4,760
(税込¥5,236)30%
OFF

- ◇内容量：顆粒タイプ 500g
◇付属品：5g 計量スプーン
◇主成分：オキシドール成分・酵素
非イオン界面活性剤
カルボン酸・金属封鎖剤 ほか



◇使用方法（洗浄・滅菌の流れ）

【浸漬洗浄】

浸漬 10分～
水1ℓにタスクリーンを
付属スプーン1杯(5g)
200倍希釈

【超音波洗浄】

浸漬 10分～
水2ℓにタスクリーンを
付属スプーン1杯(5g)
400倍希釈

【流水すすぎ／水分除去】

【滅菌／消毒】オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など

【乾燥／保管】

- ◇器具・器材はご使用後に直ちに洗浄することをおすすめします。
◇器具・器材の汚れ具合によって洗浄時間を調整してください。
◇洗浄液は1日に1回の頻度で交換をしてください。

汚染血液による除タンパク効果試験結果
(北里環境科学センターにて)

浸漬洗浄 10分 (200倍希釈液) ... 98.3%除去
超音波洗浄 10分 (400倍希釈液) ... 99.1%除去



24時間浸漬 腐食試験結果

(神奈川県産業技術センターにて)

スチールバー、ミラー、ステンレス、
バキューム、合成樹脂、シリコン、プラスチック
→ 24時間浸漬で変化なし

ナノクイック
(弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液)

400cc ¥3,700 → ¥2,590 (税込¥2,849)
1L ¥5,700 → ¥3,990 (税込¥4,389)
4L ¥21,000 → ¥14,700 (税込¥16,170)
5L ¥26,000 → ¥18,200 (税込¥20,020)


30%
OFF

◇商品の詳細および使用方法の動画



- ◇芽胞（約8,300万個）に対して10秒で除去率99.9%（公的第三者機関調べ）
◇除菌、洗浄、消臭の3つの効果
◇除菌、洗浄が難しかったアイテムに使用できます

<使用例①> ナノクイックを満遍なくスプレー噴霧し、1分後に水洗



<使用例②> マイクロファイバーなどの柔らかい布にナノクイックをスプレー噴霧して、清拭



400cc スプレータイプ 1L 詰め替え用 4L 詰め替え用 5L 詰め替え用



2025 矯正謝恩セール FAXご注文書



コピーしてお使いください

ご注文日： 年 月 日

ご注文受付：2026年 1月20日(火)まで

FAX 03-5615-8837

◇ご請求先(お届け先) *ご請求先の名称がご登録の名称となります。

(弊社記入欄)お客様コード

名称(※必須)：

ご住所(※必須)：〒 -

TEL(※必須)：

FAX：

ご担当者様名：

◇お届け先 *上記ご請求先と異なる場合のみご記入ください


*納品書の送付先について：ご請求先とお届け先が別々の場合、下記にご記入いただいたお届け先へお送りいたします。

名称(※必須)：

ご住所(※必須)：〒 -

TEL(※必須)：

FAX：



03-5615-8837

	品 番	商 品 名 (品番が無い場合、必ずご記入ください)	数 量	備 考 欄
記入例	30-604WK	ピン&リガチャーカッター	3	
	-----	モスキート #N-801(直)	1	
	-----	口腔内撮影用ミラー Mi-7(小児)	2	

▽ セール対象品 ▽

★セールパンフレット掲載品 および『矯正用』カタログ掲載品 *『総合』カタログではございませんのでご注意ください

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

株式会社タスク

〒112-0001
東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
TEL：03-5615-8827 FAX：03-5615-8837
<https://task-ortho-inc.net>

1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料でとなります。
5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただきます。予めご了承ください。
各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。

*表示価格は2025年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。
*商品写真は印刷の関係上、現物と色彩が異なる場合があります。
*表示の商品全長は、現物と誤差がある場合があります。
*商品のデザイン及び仕様は、予告なく変更する場合があります。