


TASK 2026 さくらセール FAXご注文書



ご注文日: 年 月 日

ご注文受付: 2026年 4月20日(月)まで

FAX 03-5615-8837

◇**ご請求先(お届け先)** *ご請求先の名称が登録の名称となります。
(弊社記入欄) お客様コード

名称(※必須): _____
 ご住所(※必須): 〒 _____

TEL(※必須): _____ FAX: _____


ご担当者様名: _____

◇**お届け先** *上記ご請求先と異なる場合のみご記入ください
*納品書の送付先について: ご請求先とお届け先が別々の場合、下記にご記入いただいたお届け先へお送りいたします。

名称(※必須): _____
 ご住所(※必須): 〒 _____

TEL(※必須): _____ FAX: _____

	品番	商品名 (品番が無い場合、必ずご記入ください)	数量	備考欄
記入例	30-604WK	ピン&リガチャーカッター	3	
	-----	モスキート #N-801(直)	1	
	-----	口腔内撮影用ミラー Mi-7(小児)	2	
▽ セール対象品 ▽				
★セールパンフレット掲載品 および『矯正用』カタログ掲載品 *『総合』カタログではございませんのでご注意ください				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



03-5615-8837



株式会社 タスク

2026 ORTHODONTICS SPRING SALE

TASK さくらセール


セール期間: 2026年 4月20日(月)まで!

▽ **セール対象品** ▽

★本パンフレット掲載品 および
★矯正カタログvol.14 掲載全品

◆全品 **30%OFF!!**

矯正カタログvol.14 表紙



矯正カタログ vol.14
ダウンロード

株式会社タスク

〒112-0001
 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
 TEL: 03-5615-8827 FAX: 03-5615-8837
<https://task-ortho-inc.net>

1回のご注文につき、ご注文合計金額が5,000円(税別)以上の場合には送料無料となります。
 5,000円(税別)未満の場合には別途送料をご負担いただきます。予めご了承ください。
 各地域への送料の詳細は、弊社ウェブサイトをご参照ください。

*表示価格は2026年3月現在のものです。消費税は含まれておりません。
 *商品写真は印刷の関係上、現物と色彩が異なる場合があります。
 *表示の商品全長は、現物と誤差がある場合があります。
 *商品のデザイン及び仕様は、予告なく変更する場合があります。

TASK 株式会社 タスク

〒112-0001
 東京都文京区白山2-38-14 白山CTビル5F
 TEL: 03-5615-8827
 FAX: 03-5615-8837

60-828 シンチバックインストルメント

¥9,000
→ ¥6,300 (税込 ¥6,930)

2026年
3月23日(月)発売

NEW

ご予約受付中
* 発送は発売日以降となります



- ◇Ni-Ti Only
- ◇許容範囲：.019"×.025"
- ◇ハンドル部はシリコン製
- ◇オートクレープ減菌135°可能です

60-829 ブラケットプレッシングツイザー (チタン製)

¥13,000
→ ¥9,100 (税込 ¥10,010)

2026年
3月23日(月)発売

NEW

ご予約受付中
* 発送は発売日以降となります




- ◇ステンレス製よりも軽く、錆びにくいピンセット
- ◇先端はブラケットウイングに収まります
- ◇オートクレープ減菌135°可能です

PIN & LIGATURE CUTTERS / LINGUAL LIGATURE CUTTERS

30-604WK ビン&リガチャーカッター

¥23,500
→ ¥16,450 (税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲：.016"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き

30-605WK ビン&リガチャーカッター (ミニチュア)

¥23,500
→ ¥16,450 (税込 ¥18,095)



- ◇許容範囲：.016"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き

TS-15(TASK SPECIAL) ビン&リガチャーカッター

¥16,000
→ ¥11,200 (税込 ¥12,320)



- ◇許容範囲：.016"
- ◇先端部に超硬チップ付き

60-607 ビン&リガチャーカッター (スリム)

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.015"
- ◇先端部に超硬チップ付き
- ◇刃部に15°の角度付き
- ◇ハンドル内側にハネ付き

60-6055 ビン&リガチャーカッター (スリム)

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.015"
- ◇先端部に超硬チップ付き

60-604 ビン&リガチャーカッター

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.015"
- ◇先端部に超硬チップ付き

60-605 ビン&リガチャーカッター (ミニチュア)

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.015"
- ◇先端部に超硬チップ付き

60-620 アンギュラーリガチャーカッター (45°アングル)

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.015"
- ◇先端部に超硬チップ付き

60-604H ハードワイヤーカッター

¥21,000
→ ¥14,700 (税込 ¥16,170)



- ◇許容範囲：.020" (ラウンド)
- ◇先端部に超硬チップ付き

さくらセール
4月20日
まで!

◇許容範囲：.010"
◇刃部に40°角度付き
◇ラビアルでも使用できます
◇先端部に超硬チップ付き

P-400
リガチャーカッター (40°アングル)
¥25,000 → ¥17,500 (税込 ¥19,250)

◇許容範囲：.010"
◇刃部に40°角度付き
◇P-400とは刃の向きが逆
◇先端部に超硬チップ付き

P-410
リバースドリガチャーカッター (40°アングル)
¥25,000 → ¥17,500 (税込 ¥19,250)

◇許容範囲：.012"
◇刃部に50°角度付き
◇先端部に超硬チップ付き

P-420
リガチャーカッター 50°アングル
¥25,000 → ¥17,500 (税込 ¥19,250)

◇許容範囲：.012"
◇刃部に60°角度付き
◇P-420とは刃の向きが逆
◇先端部に超硬チップ付き

P-430
リバースドリガチャーカッター 60°アングル
¥25,000 → ¥17,500 (税込 ¥19,250)

DISTAL END SAFETY CUTTERS / WIRE CUTTERS

30-551US
エンドセーフティーカッター (スリム)
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

◇先端部の後ろ側をスリム化

30-551USL
エンドセーフティーカッター (スリム-ロングハンドル)
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

◇先端部の後ろ側をスリム化

30-550SF
エンドセーフティーカッター (スリム-フラッシュカット)
¥25,500 → ¥17,850 (税込 ¥19,635)

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇フラッシュカットタイプ

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇先端部の後ろ側をスリム化
◇下顎にアクセスし易いです

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-551USのロングハンドルタイプ
◇ハンドルに10°の角度付き
◇先端部の後ろ側をスリム化
◇下顎にアクセスし易いです

30-550FL
エンドセーフティーカッター (スリム-フラッシュカット-ロングハンドル)
¥25,500 → ¥17,850 (税込 ¥19,635)

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-550SFのロングハンドルタイプ
◇ハンドルに10°の角度付き

30-553
エンドセーフティーカッター (スリム-ノーリング-フラッシュカット)
¥30,500 → ¥21,350 (税込 ¥23,485)

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇フラッシュカットタイプ
◇ホールドリリング不要

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-553のロングハンドルタイプ
◇フラッシュカットタイプ
◇ホールドリリング不要
◇ハンドルに10°の角度付き

30-550SL
エンドセーフティーカッター (スリム-ロングハンドル-ストレート)
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

30-550SLs
エンドセーフティーカッター (スリム-ロングハンドル-ストレート)
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

30-554
エンドセーフティーカッター (スリム-ノーリング-フラッシュカット-ロングハンドル)
¥30,500 → ¥21,350 (税込 ¥23,485)

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-553のロングハンドルタイプ
◇フラッシュカットタイプ
◇ホールドリリング不要
◇ハンドルに10°の角度付き

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-554のロングハンドルタイプ
◇フラッシュカットタイプ
◇ホールドリリング不要
◇ハンドルに10°の角度付き

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-550Sのロングハンドルタイプ
◇ハンドルに10°の角度付き

◇許容範囲：(レクト) .022"×.028" (ラウンド) .012"~.020"
◇30-550Sのロングハンドルタイプ
◇ハンドルはストレート

30-550S
エンドセーフティーカッター (スリム)
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

30-550K
エンドセーフティーカッター
¥23,500 → ¥16,450 (税込 ¥18,095)

45020
フラットカッター
¥15,000 → ¥10,500 (税込 ¥11,550)

◇許容範囲
先端部：φ0.6~1.0mm
側面部：φ1.0~1.2mm

60-004
パワーカッター
¥12,000 → ¥8,400 (税込 ¥9,240)

◇許容範囲：1.5mm

UTILITY / HOW

P4

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-501T
ユーティリティー

30% OFF

¥19,500 → ¥13,650
(税込 ¥15,015)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-501
ユーティリティー

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

30-502T
ユーティリティー

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

TS-20
ユーティリティー

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-504
ユーティリティー (スモール)

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

◇先端部内側キザ加工
◇外側は溶射加工

全長: 約175mm

◇ハンドル幅が弊社通常ハンドルよりも1cm狭く、回転させやすい設計

約41mm

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

P-300
リングユーティリティー
(ロングハンドル)

30% OFF

¥18,000 → ¥12,600
(税込 ¥13,860)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

60-306T
ホウフライヤー

30% OFF

¥19,500 → ¥13,650
(税込 ¥15,015)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-306
ホウフライヤー

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇ハンドル幅が狭く、回転させやすい

30% OFF

60-307
ホウフライヤー (スモール)

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇ハンドル幅が狭く、回転させやすい

30% OFF

60-309
ホウフライヤー
(スリムハンドル)

30% OFF

¥16,500 → ¥11,550
(税込 ¥12,705)

ARCH BENDING / ARCH FORMING

超硬チップ

◇許容範囲: .022" × .028"
◇.020"の把持で先端が平行になる設計

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

60-303T
ツイードアーチ

30% OFF

¥19,500 → ¥13,650
(税込 ¥15,015)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" × .028"
◇.020"の把持で先端が平行になる設計

◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-303
ツイードアーチ

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

30% OFF

60-006
ホローチョップ

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

*Grooves of .016", .018" and .022"

◇ハンドル内側にハネ付き

30% OFF

60-223TG
アーチフォーミング
(ミゾ付き)

30% OFF

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

30% OFF

60-227#F
トルキングプライヤー

30% OFF

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

30% OFF

60-226#M
トルキングプライヤー

30% OFF

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

◇60-226#Mと60-227#Fとペアで使用します

- 226#Mでワイヤーを把持
- 227#Fを上から被せ、2本でワイヤーを把持
- 227#Fは固定したまま、226#Mを捻る
- 先端幅の6mmにトルクが付与できます

30% OFF

60-227T
アーチフォーミング

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇ハンドル内側にハネ付き

30% OFF

60-223T
アーチフォーミング

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

30% OFF

60-841
アーチャーレット

30% OFF

¥23,000 → ¥16,100 (税込 ¥17,110)

TORQUE	SLOT SIZE	.016"	.017"	.018"	.019"	.021"	.022"
0°		○	○	○	○	○	○
7°		×	×	○	×	×	×
12°		×	×	○	×	×	×

超硬チップ

30% OFF

60-850
リングアーチャーレット

30% OFF

¥25,000 → ¥17,500 (税込 ¥19,250)

WIRES	Stainless Steel	β-チタン
SLOT SIZE		
0.08" × 0.10"	犬歯の伸形形成(補助)	歯茎を切
0.08" × 0.10"	アイデンタル(上下歯列)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	スライディング(下顎)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	スライディング(上顎)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	アイデンタル(上下歯列)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	アイデンタル(上下歯列)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	スライディング(上下顎)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨
0.08" × 0.10"	スライディング(上下顎)	トルク調整、セラミック調整、セラミック研磨

LOOP FORMING

P5

超硬チップ

Wires up to .028" (0.7mm)

◇許容範囲: .028" (0.7mm) ~ .040" (1.0mm)

TOP SELLER

60-074
ヤング

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .020" (0.5mm)

30% OFF

60-213
ジャラバック

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .016" × .022"
◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

60-430CK
キム (カッター付き)

30% OFF

¥25,500 → ¥17,850
(税込 ¥19,635)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

30% OFF

60-302
ナンスクロージングループ

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

TOP SELLER

60-305
ループフォーミング

30% OFF

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

30% OFF

60-304
ツイードループフォーミング

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .022" (0.55mm)

30% OFF

60-304S
オメガループフォーミング

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲: .025" (0.6mm)

30% OFF

60-421
ループフォーミング
(鶴見大型)

30% OFF

¥18,000 → ¥12,600
(税込 ¥13,860)

BRACKET REMOVERS / CONVERTIBLE CAP REMOVER

超硬チップ

30% OFF

P-200
ブラケットリムーバー

30% OFF

¥23,000 → ¥16,100
(税込 ¥17,110)

◇刃先がブラケット下部と接着面の間に入り込みます
◇除去の際の抵抗が少なく、コントロールしやすい設計です
◇先端部に超硬チップ付き

超硬チップ

30% OFF

60-335TG
ブラケットリムーバー
(ストレート/スリット付き)

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

◇アーチワイヤー装着のまま、ブラケット除去できます
◇先端のスリット部分をワイヤーに合わせ、近遠心に押し、傾斜させて除去します
◇先端部に超硬チップ付き

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

60-334T
ブラケットリムーバー
(アングル)

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

TS-26
ブラケットリムーバー
(アングル)

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

60-335T
ブラケットリムーバー
(ストレート)

30% OFF

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇先端部に超硬チップ付き

30% OFF

TS-25
ブラケットリムーバー
(ストレート)

30% OFF

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

30% OFF

P-500
リングブラケットリムーバー

30% OFF

¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)

全長: 約153mm

超硬チップ

30% OFF

P-510
リングブラケットリムーバー

30% OFF

¥25,000 → ¥17,500
(税込 ¥19,250)

全長: 約162mm

さくらセール
4月20日
まで!

超硬チップ

◇先端部交換可能

TOP SELLER

60-105
コンバーチブルキャップリムービング

30% OFF

¥26,000 → ¥18,200
(税込 ¥20,020)

①バックルチューブ近心のスロットに挿入
②ハンドルをゆっくり握りこみキャップを除去

THREE JAW / QUAD HELIX / V BEND / STEP BEND

P6

◇許容範囲：.028" (0.7mm)

TOP SELLER

60-313
スリージョー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲：.036" (0.9mm)

TOP SELLER

60-313L
ヘビースリージョー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇許容範囲：.028" (0.7mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-313T
スリージョー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-202T
クワドヘリックス
ペンディング

¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)

超硬チップ

◇許容範囲：.025" (0.6mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-224T
ストッププライヤー
(Vバンド)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇許容範囲：.022"×.028"
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-228
ステッププライヤー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇クワドヘリックスやリンガル
アーチ等の微調整に使用
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-201L
アングルドスリージョー (左)

¥22,000 → ¥15,400
(税込 ¥16,940)

超硬チップ

◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇クワドヘリックスやリンガル
アーチ等の微調整に使用
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-201R
アングルドスリージョー (右)

¥22,000 → ¥15,400
(税込 ¥16,940)

超硬チップ

BIRD BEAK / LIGHT WIRE / WIRE BENDING

先端の径
↑
↑
.040" .040"

◇許容範囲：.032" (0.8mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

30-314T
バードビーク

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇カッター付き
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

30-316C
ライトワイヤー
(カッター付き)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

30-316T
ライトワイヤー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.018" (0.45mm)

TOP SELLER

60-316
ライトワイヤー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.035" .035"

◇許容範囲：.030" (0.75mm)

TOP SELLER

60-314
バードビーク

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇カッター付き
◇角ビーク部にミゾ付き
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

30-315C
ライトワイヤー
(カッター付き/ミゾ付き)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.020" (0.5mm)
◇角ビーク部にミゾ付き
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

30-315T
ライトワイヤー
(ミゾ付き)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.028" .028"

◇許容範囲：.018" (0.45mm)
◇角ビーク部にミゾ付き

TOP SELLER

60-315
ライトワイヤー
(ミゾ付き)

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.035" .035"

◇許容範囲：.028" (0.7mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-314TS
ワイヤーペンディング

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.040" .040"

◇許容範囲：.036" (0.9mm)
◇先端部に超硬チップ付き
◇オートクレープ減速不可

TOP SELLER

74314
クラスP形成鉗子 (超硬付)

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇許容範囲：.051" (1.3mm)

TOP SELLER

60-009
ヘッドギア

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

◇許容範囲：.025" (0.6mm) Ni-Ti Only
◇上下顎、左右側でも差額、舌側方向に
シンチバックできます

TOP SELLER

60-900
タイバックプライヤー
(シンチバック)

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.040" .040"

◇許容範囲：.047" (1.2mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-314TL
ヘビィワイヤーペンディング

¥23,500 → ¥16,450
(税込 ¥18,095)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.040" .040"

◇許容範囲：.040" (1.0mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-214T
アダムス (ユニバーサル)

¥18,500 → ¥12,950
(税込 ¥14,245)

超硬チップ

先端の径
↑
↑
.047" .040"

◇許容範囲：.040" (1.0mm)
◇先端部に超硬チップ付き

TOP SELLER

60-214TR
アダムススプリング
フォーミング

¥18,500 → ¥12,950
(税込 ¥14,245)

超硬チップ

◇許容範囲：.036" (0.9mm)

TOP SELLER

60-321
リンガルアーチ
シーズペンディング

¥17,000 → ¥11,900
(税込 ¥13,090)

超硬チップ

BANDING INSTRUMENTS

P7

◇先端部品交換可能

TOP SELLER

60-104
バンドリムーバー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

◇先端部品交換可能

TOP SELLER

60-104T
バンドリムーバー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇先端部品交換可能

TOP SELLER

60-104TL
バンドリムーバー

¥20,000 → ¥14,000
(税込 ¥15,400)

超硬チップ

◇先端部品交換可能

TOP SELLER

TS-30
バンドリムーバー

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

超硬チップ

60-810
バンドプッシャー

¥11,500 → ¥8,050
(税込 ¥8,855)

TOP SELLER

超硬チップ

60-811
バンドプッシャー
(三角ハンドル)

¥11,500 → ¥8,050
(税込 ¥8,855)

TOP SELLER

◇ハンドル断面
トライアングル形状

超硬チップ

60-800
バンドシーター

¥6,000 → ¥4,200
(税込 ¥4,620)

TOP SELLER

◇全長：約129mm

超硬チップ

60-701
エラスティック
セパレーター

¥18,500 → ¥12,950
(税込 ¥14,245)

TOP SELLER

写真提供：田村真美先生
(白田オーソ株式会社)

超硬チップ

60-208
バンドコンタリング

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

TOP SELLER

超硬チップ

60-212
クラウンコンタリング

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

TOP SELLER

超硬チップ

BOND REMOVERS / CRIMPING PLIERS

P-210
ボンドリムーバー

¥23,000 → ¥16,100
(税込 ¥17,710)

TOP SELLER

超硬チップ

◇両先端部品交換可能

TOP SELLER

60-332T
ボンドリムーバー

¥21,000 → ¥14,700
(税込 ¥16,170)

超硬チップ

◇隣接面のレジンを除去に使用
◇両先端部品交換可能

TOP SELLER

P-700
白歯用
リンガルボンドリムーバー

¥23,000 → ¥16,100
(税込 ¥17,710)

超硬チップ

◇前歯のレジンを除去に使用
◇両先端部品交換可能

TOP SELLER

P-710
前歯用
リンガルボンドリムーバー

¥26,000 → ¥18,200
(税込 ¥20,020)

超硬チップ

さくらセール
4月20日
まで!

P-220
フッククリンピング

¥23,000 → ¥16,100
(税込 ¥17,710)

TOP SELLER

◇フックをよりしっかりと装着できます
◇先端部に超硬チップ付き

超硬チップ

◇クリンパブルフック等の固定に有効
◇先端部ミゾ付
◇把持面は鋭角

TOP SELLER

60-446
フッククリンピング

¥19,500 → ¥13,650
(税込 ¥15,015)

超硬チップ

60-319
チューブクリンピング

¥16,000 → ¥11,200
(税込 ¥12,320)

TOP SELLER

超硬チップ

60-830
ブーンブラケット
ポジショニングゲージ
¥9,000 → ¥6,300 (税込 ¥6,930)
30% OFF TOP SELLER
Positioning Height
3.5mm / 4.0mm
4.5mm / 5.0mm

60-824
ブラケットブッシング
ツイザー
¥11,000 → ¥7,700 (税込 ¥8,470)
30% OFF
リバースアクションピンセット
ハンドル後部にブレードが付いていて、ブラケット圧接、微調整、装着位置の測定に有効
先端が細く、片側先端部はバックルチューブのスロットに挿入可能

60-815
ブラケットブッシング
ツイザー
¥8,500 → ¥5,950 (税込 ¥6,545)
30% OFF
リバースアクションピンセット
ハンドル後部に1.0-5.0mmメモリが付いたブレード付き
→ブラケット圧接、微調整、装着位置の測定に有効

さくらセール
4月20日
まで!

60-890
ブラケットセッティング
ツイザー
¥8,500 → ¥5,950 (税込 ¥6,545)
30% OFF
先端部がブラケットウイングに収まる設計
ブラケットとの接触面は平坦な仕上がり

08275
ダイヤモンドピンセット
¥8,200 → ¥5,740 (税込 ¥6,314)
30% OFF TOP SELLER
ダイヤモンド粒子が先端に電着してあります
しっかりと把持することができます

74822
SHダイヤモンド
リガチャーディレクター
¥6,600 → ¥4,620 (税込 ¥5,082)
30% OFF TOP SELLER
ダイヤモンド粒子が先端の全面に電着
滑りにくく、しっかりと押し込めます

60-823
リガチャーディレクター
¥5,000 → ¥3,500 (税込 ¥3,850)
30% OFF

60-819
片頭リガチャーディレクター
¥5,300 → ¥3,710 (税込 ¥4,081)
30% OFF

さくらセール
4月20日
まで!

DENTAL PHOTO MIRRORS / LIP WIDERS / RETRACTORS

口腔内撮影用ミラー
(ステンレス製)
各¥11,000 → 各¥7,700 (税込各 ¥8,470)
30% OFF
ステンレス製
表面反射式
片面ミラー面
厚さ: 1.2mm
反射率: 65%
布ケース付き

60-101C
リガチャータイニング
(クンタイプ)
¥22,000 → ¥15,400 (税込 ¥16,940)
30% OFF
ハネは取り外せません

60-102
リガチャータイニング
¥21,000 → ¥14,700 (税込 ¥16,170)
30% OFF
ハネは取り外せません

30566 / 30567
スマハ (直) / (曲)
各¥16,000 → 各¥11,200 (税込各 ¥12,320)
30% OFF TOP SELLER
大好評につき現在欠品中です
発送は次回入荷 5月中旬以降となります
ご了承ください
1.0mm I
エラストックモジュールの把持、結紮に有効です

N-215
マチュタイプ
¥15,500 → ¥10,850 (税込 ¥11,935)
30% OFF TOP SELLER

60-218
エラストックブッシング
¥11,000 → ¥7,700 (税込 ¥8,470)
30% OFF TOP SELLER
1.1mm I

60-216
エラストックブッシング
(フック付き)
¥16,000 → ¥11,200 (税込 ¥12,320)
30% OFF
先端部にフックが付いています
エラストックを把持しやすい設計です

60-217
リガティングブライヤー
¥16,000 → ¥11,200 (税込 ¥12,320)
30% OFF

モスキート
各¥11,000 → 各¥7,700 (税込各 ¥8,470)
30% OFF
1.1mm I
#N-801 (直)
#N-802 (曲)

60-827
ブラケットオーフナー
¥8,000 → ¥5,600 (税込 ¥6,160)
30% OFF TOP SELLER
両先端に滑り止め加工を施してあり、リガチャーをしっかりと押し込めます
探針形状でセルフライゲーション開閉にも使用可能です

CROWN SCISSORS / OTHERS

金冠バサミ
(ステンレス製)
各¥9,000 → 各¥6,300 (税込各 ¥6,930)
30% OFF 135°C
オートクレーブ滅菌可能
全長: 105mm
#S-510 (直) SS
#S-511 (曲) SS

金冠バサミ
各¥9,000 → 各¥6,300 (税込各 ¥6,930)
30% OFF
全長: 112mm
#S-10 (直)
#S-11 (曲)

全長: 112mm
#S-210 (直)
#S-211 (曲)

全長: 91mm
#S-611 (曲)

60-817N
リガティング
& ディレクター (ピン無し)
¥6,800 → ¥4,760 (税込 ¥5,236)
30% OFF TOP SELLER

60-817
リガティング
& ディレクター
¥6,800 → ¥4,760 (税込 ¥5,236)
30% OFF TOP SELLER
ハンドル部にピンが付いています

60-816
リガチャーディレクター
¥5,000 → ¥3,500 (税込 ¥3,850)
30% OFF

60-818
両頭リガチャーディレクター
¥6,300 → ¥4,410 (税込 ¥4,851)
30% OFF TOP SELLER

プライヤーケース#L
(布製)
¥12,000 → ¥8,400 (税込 ¥9,240)
30% OFF
プライヤー収納ポケットが10箇所あります
ノギスやディレクター収納のポケットも付いています
閉じた状態 (195 × 370mm)
開いた状態 (390 × 500mm)
収納した状態

プライヤースタンド
¥4,400 → ¥3,080 (税込 ¥3,388)
30% OFF TOP SELLER
6~7本程度挿入することができます
サイズ: H128 × D80 × W80mm

ノギス (15cm)
¥19,000 → ¥13,300 (税込 ¥14,630)
30% OFF
オートクレーブ滅菌不可

CLEAR ALIGNER PLIERS

P10

60-736
アライナープライヤー

φ1.5mm
4.8mm
0.5mm

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

TOP SELLER

◇鍵穴状にカットすることができます
◇挺出でアンフィットをリカバリーするときに有効です
(リンガルボタンとエラスティックの組み合わせ)

60-731
アライナープライヤー

5mm
5.5mm

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

TOP SELLER

◇リンガルボタンなどの装着スペースを作ります

◇1mm径の円形の窪みを付与します

60-735
アライナープライヤー

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

◇エラスティック取付けのスリットを作ります

60-734
アライナープライヤー

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

◇垂直的なくぼみを付与します

60-733
アライナープライヤー

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

◇水平的なくぼみを付与します

60-732
アライナープライヤー

¥20,000 → ¥14,000 (税込 ¥15,400)
30% OFF

オートストリッピング
バースタンド (15本立)

¥8,000 → ¥5,600 (税込 ¥6,160)
30% OFF

*サイズ (蓋を閉じた状態)
D 50mm × W 50mm × H 45mm

オートストリッピングゲージ

¥10,000 → ¥7,000 (税込 ¥7,700)
30% OFF

◇厚さは6種類
0.1mm/0.2mm/0.25mm
0.3mm/0.4mm/0.5mm

さくらセール
4月20日
まで!

STRIPPING INSTRUMENTS

TASK-STR 50VT
ストリッピングコントラングル

¥42,000 → ¥29,400 (税込 ¥32,340)
30% OFF

TOP SELLER

◇IPR専用コントラングル
◇上下運動タイプ (減速比 4 : 1)
◇ストローク幅: 1.3mm
◇毎回転数: 6,000rpm以下
*注水およびライト付きではありません

チップ接続口 φ2.35
先端部直径 8.0mm
ヘッド部 36mm
96mm
ナット部
シース部

◇使用例

オートストリッピングバー
スターセット/片面Lセット/片面Rセット

各 ¥16,500 → 各 ¥11,550 (税込 各 ¥12,705)
30% OFF

オートストリッピングバー (補充用)
両面タイプ/片面Lタイプ/片面Rタイプ

各 ¥10,000 → 各 ¥7,000 (税込 各 ¥7,700)
30% OFF

●両面タイプ (5種類)
●片面Lタイプ (5種類)
●片面Rタイプ (5種類)

規格	標準価格	厚さ
スターセット (両面タイプ) 各1入	¥16,500	
両面 15μm (3枚入)	¥10,000	0.08mm
両面 25μm (3枚入)	¥10,000	0.12mm
両面 40μm (3枚入)	¥10,000	0.15mm
両面 60μm (3枚入)	¥10,000	0.19mm
両面 90μm (3枚入)	¥10,000	0.29mm
規格	標準価格	厚さ
片面Lセット (片面Lタイプ) 各1入	¥16,500	
片面L 15μm (3枚入)	¥10,000	0.06mm
片面L 25μm (3枚入)	¥10,000	0.08mm
片面L 40μm (3枚入)	¥10,000	0.10mm
片面L 60μm (3枚入)	¥10,000	0.14mm
片面L 90μm (3枚入)	¥10,000	0.17mm
規格	標準価格	厚さ
片面Rセット (片面Rタイプ) 各1入	¥16,500	
片面R 15μm (3枚入)	¥10,000	0.06mm
片面R 25μm (3枚入)	¥10,000	0.08mm
片面R 40μm (3枚入)	¥10,000	0.10mm
片面R 60μm (3枚入)	¥10,000	0.14mm
片面R 90μm (3枚入)	¥10,000	0.17mm

◇ブレード部分表面には、ダイヤモンド粒子コーティング
◇ブレード部分の留め金は脱落防止のため、堅牢な設計
*歯間部にブレード部分が入る隙間がある場合にご注意ください。
ブレード部分はノコギリ刃状ではありません
*ブレード部分の厚さが、削合量 (削合幅) ではありません。
スペースの測定には『オートストリッピングゲージ』をご確認ください

DIAMOND FORCEPS

P11

ダイヤモンド抜歯鉗子

各 ¥30,000 → 各 ¥21,000 (税込 各 ¥23,100)
30% OFF

DIAMOND COATED

使用部位

	小白歯	大白歯	残根
上顎	#4	#10S	#69
下顎	#4	#27	#69

◇ダイヤモンド粒子を先端内側に電着
◇滑りにくく、しっかりと把持できます

#4 上下顎兼用小白歯
#10S 上顎大白歯
#27 下顎大白歯
#69 上下顎兼用残根

ダイヤモンド乳歯鉗子

各 ¥30,000 → 各 ¥21,000 (税込 各 ¥23,100)
30% OFF

DIAMOND COATED

CHILDREN'S FORCEPS
乳歯用
ダイヤモンド鉗子

使用部位

	乳白歯	残根
上顎	#10S	#4
下顎	#27	#69

#4 上下顎兼用乳白歯
#10S 上顎乳白歯
#27 下顎乳白歯
#69 上下顎兼用残根

CLEANING AGENT

タスククリーン
(タンパク分解・防錆洗浄剤)

¥6,800 → ¥4,760 (税込 ¥5,236)
30% OFF

◇内容量: 顆粒タイプ 500g
◇付属品: 5g 計量スプーン
◇主成分: オキシドール成分・酵素
非イオン界面活性剤
カルボン酸・金属封鎖剤 ほか

◇使用方法 (洗浄・滅菌の流れ)

【浸漬洗浄】 浸漬 10分～
水1ℓにタスククリーンを
付属スプーン1杯 (5g)
200倍希釈

【超音波洗浄】 浸漬 10分～
水2ℓにタスククリーンを
付属スプーン1杯 (5g)
400倍希釈

【流水すすぎ/水分除去】
【滅菌/消毒】 オートクレーブ滅菌・EOG滅菌・薬液消毒など
【乾燥/保管】

◇器具・器材はご使用後に直ちに洗浄することをおすすめします。
◇器具・器材の汚れ具合によって洗浄時間を調整してください。
◇洗浄液は1日に1回の頻度で交換をしてください。

汚染血液による除タンパク効果試験結果
(北里環境科学センターにて)

浸漬洗浄 10分 (200倍希釈液) ... 98.3%除去
超音波洗浄 10分 (400倍希釈液) ... 99.1%除去

24時間浸漬 腐食試験結果
(神奈川県産業技術センターにて)

スチールレー、ミラー、ステンレス、
パキュム、合成樹脂、シリコン、プラスチック
→ 24時間浸漬で変化なし

ナノクイック
(弱酸性次亜塩素酸ナノ洗浄液)

30% OFF

◇商品の詳細および使用方法の動画

◇芽胞 (約8,300万個) に対して10秒で除去率99.9% (公的第三者機関調べ)
◇除菌、洗浄、消臭の3つの効果
◇除菌、洗浄が難しいアイテムに使用できます

400cc ¥3,700 → ¥2,590 (税込 ¥2,849)
1L ¥5,700 → ¥3,990 (税込 ¥4,389)
4L ¥21,000 → ¥14,700 (税込 ¥16,170)
5L ¥26,000 → ¥18,200 (税込 ¥20,020)

◇使用例①> ナノクイックを満遍なくスプレー噴霧し、1分後に水洗

■マウスガードの除菌、洗浄
■ゴグル・眼鏡の除菌、洗浄
■スピットンの除菌、洗浄、消臭
■血液が付着した白衣の部分洗浄、除菌

◇使用例②> マイクロファイバーなどの柔らかい布にナノクイックをスプレー噴霧して、清拭

■双眼ルーへの清拭
■無影灯・ユニットの清拭
■訪問診療時の器具の清拭